

## Diamantsuspensies

Alvorens u een keuze maakt uit de verschillende diamantsuspensies willen kort informeren over de verschillende eigenschappen van onze diamantsuspensies. Monokristallijne diamant bestaat uit 1 kristal. Polykristallijn bestaat uit meerdere korrels en kan hierdoor zwaarder worden belast. Een monokristallijn diamant kan onvoorspelbaar breken waardoor de korrelverdeling verstoord wordt. Polykristallijn diamant breekt in zeer kleine delen waardoor het slijpresultaat beter blijft.

### •MAGNUM-TOP Monokristallijne diamantsuspensies op waterbasis.

<i>Omschrijving</i>	<i>Korrelgrootte (µm)</i>	<i>Artikelnummer</i>	<i>Eenheid (ml)</i>
Monokristallijne diamantsuspensie op waterbasis	1	1050640	250ml
	<b>3</b>	<b>1050645</b>	<b>250ml</b>
	6	1050650	250ml
	<b>9</b>	<b>1050655</b>	<b>250ml</b>

### •POLY-TOP Polykristallijne diamantsuspensies op waterbasis.

<i>Omschrijving</i>	<i>Korrelgrootte (µm)</i>	<i>Artikelnummer</i>	<i>Eenheid (ml)</i>
Polykristallijne diamantsuspensie op waterbasis	1	1050705	250ml
	<b>3</b>	<b>1050710</b>	<b>250ml</b>
	6	1050715	250ml
	<b>9</b>	<b>1050720</b>	<b>250ml</b>

### •SPARKLING-U/M Monokristallijne diamantpasta op waterbasis.

<i>Omschrijving</i>	<i>Korrelgrootte (µm)</i>	<i>Artikelnummer</i>	<i>Eenheid (gram)</i>
Monokristallijne diamantpasta op water- alcohol en oliebasis oplosbaar	1	1050905	2 x 10g
	<b>3</b>	<b>1050910</b>	<b>2 x 10g</b>
	6	1050915	2 x 10g
	<b>9</b>	<b>1050920</b>	<b>2 x 10g</b>

### •DIA-SPRAY Polykristallijne diamant spray op alcoholbasis.

<i>Omschrijving</i>	<i>Korrelgrootte (µm)</i>	<i>Artikelnummer</i>	<i>Eenheid (ml)</i>
Polykristallijne diamant spray op alcoholbasis	1	1050765	200ml
	<b>3</b>	<b>1050770</b>	<b>200ml</b>
	6	1050775	200ml
	<b>9</b>	<b>1050780</b>	<b>200ml</b>

\*Andere korrelgroottes en suspensies op alcoholbasis op aanvraag verkrijgbaar.

## DUO diamantsuspensie, Diamantsmeermiddel en fijnpolijstsuspensies

### •MAGNUM-TOP DUO Monokristallijne DUO diamantsuspensie + smeermiddel in 1 op waterbasis.

Omschrijving	Korrelgrootte (µm)	Artikelnummer	Eenheid (ml)
Monokristallijne DUO diamantsuspensie + smeermiddel op waterbasis	0,25	1050600	2500ml
	<b>1</b>	<b>1050605</b>	<b>2500ml</b>
	3	1050610	2500ml
	<b>6</b>	<b>1050615</b>	<b>2500ml</b>
	9	1050620	2500ml

\*Andere korrelgroottes op aanvraag verkrijgbaar.

### •Diamantsmeermiddel

Omschrijving	Kleur	Artikelnummer	Eenheid (ml)
Diamantsmeermiddel op waterbasis	geel	1050810	1.000ml
	<b>geel</b>	<b>1050815</b>	<b>10.000ml</b>

Omschrijving	Kleur	Artikelnummer	Eenheid (ml)
Diamantsmeermiddel op alcoholbasis	blauw	1050800	1.000ml
	<b>blauw</b>	<b>1050805</b>	<b>10.000ml</b>

### •Fijnpolijstsuspensies

Omschrijving	Artikelnummer	Eenheid (ml)	Toepassing
OPS Colloidal Siliciumdioxide suspensie 0,05 µm	1050820	1.000ml	Fijnpolijstsuspensie voor eindpolijsten van alle materialen. Tevens mengbaar met diverse etsmiddelen.
<b>OPS Colloidal Siliciumdioxide suspensie 0,05 µm</b>	<b>1050825</b>	<b>10.000ml</b>	<b>Fijnpolijstsuspensie voor eindpolijsten van alle materialen.</b> <b>Tevens mengbaar met diverse etsmiddelen.</b>

\*Aluminium Oxides op aanvraag verkrijgbaar.

